

POIDS
26
KG

PRIS
EN CHARGE
PAR LA
CPAM

A PARTIR DE*
2990 €



Eloflex L

INNOVANT • COMPACT • ÉCONOME • PERFORMANT



**Le fauteuil roulant électrique
pliable nouvelle génération
qui vous simplifie la vie !**

ELOFLEX

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Eloflex est une toute nouvelle génération de fauteuils roulants électriques aux performances uniques

- **Compact** : sa conception intelligente permet de naviguer partout facilement.
- **Pliable** : Eloflex se replie vite et sans effort. Grâce à son faible encombrement il se range facilement.
- **Exceptionnellement léger** : facile à porter, Eloflex ne pèse que 26 kg.
- **Autonomie remarquable** : doté de 2 batteries au lithium et 2 puissants moteurs dernière technologie, Eloflex se conduit plus de 30 km avec une seule charge.



4 Modèles disponibles



Eloflex M

M

Si vous faites moins d'1m55

L

Si vous faites plus d'1m55



Eloflex L+



M+

Si vous faites moins d'1m55
et pour une utilisation tout terrain

L+

Si vous faites plus d'1m55
et pour une utilisation tout terrain

POUR TOUTES LES OCCASIONS



Facilitez-vous la vie... Soyez libre !

Contrairement aux fauteuils roulants électriques classiques lourds (entre 80-150 kg), Eloflex offre une grande miniabilité et un confort de conduite incomparable. Agile et pratique il facilitera les déplacements **occasionnels ou quotidiens**.

*Faites des économies !
Avec Eloflex il n'est pas
nécessaire d'avoir un
véhicule adapté coûteux*

Se plie facilement en 5 secondes



Caractéristiques techniques

Poids	26 kg**
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km
Moteurs	x2 moteurs brushless haute puissance
Batteries	x2 batteries Lithium Ion 9 Ah / 24 Volt
Puissance	x2 200 W / 2x 250 W
Braquage	78 cm / 80 cm
Roues	AV : 8" - AR : 10/12"
Poids utilisateur	Max. 120 kg
Manette	à gauche, à droite ou sur le dossier***
Dimensions min.	89 cm (H) x 60 cm (L) x 92 cm (P)
Dimensions plié min.	35 cm (H) x 60 cm (L) x 67 cm (P)
Garantie	2 ans

Eloflex est classé comme un dispositif médical de l'AMP, il est approuvé CE et est conforme aux exigences de la loi sur les dispositifs médicaux. Classe B selon la norme NF EN 12184.
L.P.P.R. : 41111854 - VHP, propulsion électrique, à dossier non inclinable.





LES ACCESSOIRES ELOFLEX



L'appui-tête offre un soutien supplémentaire. Ajustable (hauteur, avant, arrière) son angle peut également être changé.



La housse de protection protégera le fauteuil lors d'un transport, un voyage ou tout simplement lorsqu'il est rangé.



La potence de direction permet de monter la manette sur le dossier. Une tierce personne peut ainsi diriger le fauteuil.

VOULEZ-VOUS UN ELOFLEX ?



Contactez-nous, nous serons heureux de vous simplifier la vie

27 Boulevard de l'Ariane - 06300 Nice

Tél. : 09 67 66 51 29 • 06 02 71 33 35

Mail : info@eloflex.fr

www.eloflex.fr



ELOFLEX

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

